



Millennium
Servizi per la medicina generale

MILLEWIN MILLEBOOK PAZIENTE

MANUALE D'USO

VER.20.0.19

PROPRIETA' DELLE INFORMAZIONI

Il presente manuale d'uso è un documento emesso da Millennium. Costituisce parte integrante del Software Millewin, pertanto deve essere conservato con la massima cura durante la vita operativa del software, in un luogo facilmente accessibile e noto a tutti gli utilizzatori, al riparo da liquidi e quant'altro ne possa compromettere lo stato di leggibilità. Gli operatori ed i manutentori devono poterlo reperire e consultare rapidamente in qualsiasi situazione.

Eventuali copie del documento dovranno essere regolarizzate inoltrando richiesta a Millennium.

Nell'ipotesi che Millennium apporti modifiche/migliorie al software Millewin, il presente manuale verrà aggiornato e le aggiunte costituiranno parte integrante del software. È fatto esplicito divieto apportare qualsiasi modifica al presente manuale. La non ottemperanza a questa norma rende libera Millennium da ogni responsabilità e resa di garanzia.

DOCUMENT REVISION


Rev Number	Rev Date	Summary of Changer	Responsible
0	2/02/2021	Prima emissione	<i>Antonello Guggino</i>

APPROVALS

Approver	Function	Role	Signature	Date
Antonello Guggino	Product Owner	Author	<i>Antonello Guggino</i>	2/02/2021
Emanuela Consoli	Product Marketing Manager	Approver	<i>Emanuela Consoli</i>	2/02/2021

MARCATURA CE

Il dispositivo medico Millewin è realizzato in Conformità con le direttive UE pertinenti.




SOMMARIO

REGISTRAZIONE SUL PORTALE MILLEBOOK	6
UTILIZZO MILLEBOOK	9
Richiedere una prescrizione al medico	16
Invio di un messaggio	19
Ricezione di un messaggio	21
Richiesta di un appuntamento.....	22
Inviare una Misurazione medica.....	24
STATO DELLE RICHIESTE	25


REGISTRAZIONE SUL PORTALE MILLEBOOK

Il paziente arruolato dal medico riceverà un messaggio al proprio indirizzo e-mail.



Cliccando su “Clicca [qui](#)” si accede al browser per effettuare la registrazione.

ATTENZIONE! Si consiglia l’utilizzo di browser compatibili con l’applicazione: Google Chrome, Edge



MilleBook
io e il mio medico

Benvenuto in Millebook!
Scegli il tuo username e la tua password
(La password deve avere minimo 6 caratteri e contenere almeno una lettera e un numero)

Username 


Password 

Ripeti password 

Accetto le condizioni d'uso

Salva

È necessario leggere le condizioni di utilizzo e accettarle per proseguire. Il file PDF può essere salvato.






Una volta effettuata la registrazione, è possibile accedere a MilleBook con le proprie credenziali:
www.millebook.it



UTILIZZO MILLEBOOK


Al primo accesso, MilleBook si presenterà così:




In basso a sinistra si visualizzeranno gli eventuali messaggi inviati dal proprio medico.



Dalle **Impostazioni** è possibile impostare un'immagine di profilo, modificare la password e cancellarsi definitivamente dal portale.





MilleBook io e il mio medico FABIO ROSSI

Anagrafica
Cartella Clinica
Medico
Documenti
Misurazioni Mediche
Prescrizioni
Messaggi
Appuntamenti
Manuale

FABIO ROSSI
CAMBIA IMMAGINE PROFILO

Dati Personali

09 Jan 1940

In caso di urgenze sarà contatto questo numero

fabio.rossi@gmail.com

Residenza

VIA DELLE CAPANNE 11
70025 GRUMO APPULA (BA)

Sistema

MODIFICA PASSWORD

Tema Scuro


Cambia Lingua Italiano

Version: 2.0.6

PRIVACY POLICY
Version: 2.0.6
Copyright: Millennium s.r.l.

CANCELLAMI DAL PORTALE
Attenzione una volta cancellato perderai tutti i tuoi dati ed i tuoi documenti

Nella sezione **Anagrafica**, si visualizzano i dati anagrafici che il medico ha registrato in Millewin e le esenzioni.



MilleBook io e il mio medico FABIO ROSSI

Anagrafica
Cartella Clinica
Medico
Documenti
Misurazioni Mediche
Prescrizioni
Messaggi
Appuntamenti
Manuale

FABIO ROSSI

Maschio

Data di Nascita 09 Jan 1940

Gruppo Sanguigno ARh+

Ultima Sincronizzazione 10/12/20 05:43:51

Residenza

VIA DELLE CAPANNE 11
70025 GRUMO APPULA (BA)

Esenzioni


Diabete mellito

Terapia del dolore severo

Ipertensione arteriosa (St. II e III)

PRIVACY POLICY
Version: 2.0.6
Copyright: Millennium s.r.l.

Nella sezione **Cartella clinica**, si visualizzano le Vaccinazioni, le Allergie e i Problemi rilevanti che il medico ha registrato in cartella.



The screenshot shows the MilleBook interface for a doctor named Fabio Rossi. The 'Cartella Clinica' section is active, displaying three main categories: Vaccinazioni, Allergie, and Problemi.

Vaccinazioni:

- INFLUENZA: Somministrata il 01 Oct 2020, Richiamo il 01 Oct 2021, **Categoria a rischio**
- DIF./TETANO: Somministrata il 27 Feb 2004
- DTPA AD./ADULTI: Somministrata il 14 Jan 2016
- EPATITE A+B ADU: Somministrata il 07 Oct 2006
- EPATITE B: Somministrata il 26 Jul 1996
- MENING ACWY: Somministrata il 14 Jan 2016
- PNEUMOCOCCO: Somministrata il 06 Jan 2005, **Categoria a rischio**
- PNEUMOC-PVC-13: Somministrata il 03 Feb 2017
- POLIO SABIN: Somministrata il 29 Mar 1973
- VAIOLO: Somministrata il 26 Sep 1975


Allergie: (Empty box)

Problemi:

- CARDIOPATIA ISCHEMICA: Aperto il 26 Nov 2014
- K PROSTATI: Aperto il 18 Dec 2014
- IPERTENSIONE ARTERIOSA: Aperto il 09 Jan 2015
- DIABETE MELLITO TIPO 2: Aperto il 09 Mar 2015
- EPATITE C CRONICA: Aperto il 10 Mar 2017
- COLECISTOPATIA: Aperto il 13 Dec 2013

Navigation menu on the left includes: Anagrafica, Cartella Clinica, Medico, Documenti, Misurazioni Mediche, Prescrizioni, Messaggi, Appuntamenti, Manuale. Footer: PRIVACY POLICY, Version: 2.0.6, Copyright: Millennium s.r.l.

Nella sezione **Medico**, si visualizzano i recapiti e gli orari degli ambulatori medici.




The screenshot shows the MilleBook interface for a doctor named Dott. Antonello GUGGINO. The 'Medico' section is active, displaying the name and the title 'Ambulatori'.

Ambulatori:

- Ambulatorio via Mazzini:**
 - 055 3662103
 - 055 236980
 - lun - merc - ven dalle dalle 8.30 alle ore 13.30
- Ambulatorio via Rossini:**
 - 055 3698774
 - 055 3611258
 - mart - giov dalle dalle 14.30 alle ore 19.30

Navigation menu on the left includes: Anagrafica, Cartella Clinica, Medico, Documenti, Misurazioni Mediche, Prescrizioni, Messaggi, Appuntamenti, Manuale. Footer: PRIVACY POLICY, Version: 2.0.6, Copyright: Millennium s.r.l.

Nella sezione **Documenti**, si visualizzano tutti i documenti ricevuti o inviati al proprio medico. Qui sono disponibili i PDF delle prescrizioni ricevute.




The screenshot shows the 'Documenti' section of the MilleBook interface. The left sidebar contains navigation options: Anagrafica, Cartella Clinica, Medico, **Documenti**, Misurazioni Mediche, Prescrizioni, Messaggi, Appuntamenti, and Manuale. The main area is titled 'RICEVUTI' and displays a list of received documents:

- 18 nov 2020: Promemoria_FUROSEMID E (LASIX).pdf
- 11 nov 2020: Promemoria_APIDRA.pdf, Promemoria_.pdf, Promemoria_APIDRA.pdf
- 10 nov 2020: Promemoria_APIDRA.pdf

At the bottom left, there is a 'PRIVACY POLICY' link and version information: Version: 2.0.6, Copyright: Millennium s.r.l.

Nella sezione **Misurazioni**, si visualizzano tutte le misurazioni registrate dal proprio medico in Millewin e le nuove Misurazioni inserite dal paziente.




The screenshot shows the 'Misurazioni' section of the MilleBook interface. The left sidebar is the same as in the previous screenshot, with 'Misurazioni Mediche' selected. The main area is titled 'CARD' and displays a grid of medical measurement cards:

- Glicemia** (09 Dec 2020 16:12): Automisurazione: SI, Vista: SI. Value: GLICEMIA 63.
- Saturazione di ossigeno** (09 Dec 2020 16:11): Automisurazione: SI, Vista: SI. Value: SPO2 83.
- Frequenza Cardiaca** (09 Dec 2020 16:11): Automisurazione: SI, Vista: SI. Value: FC 99.
- Pressione** (09 Dec 2020 16:11): Automisurazione: SI, Vista: SI. Values: MASSIMA 130, MINIMA 90.
- Frequenza Cardiaca** (07 Dec 2020 11:11): Automisurazione: SI, Vista: SI. Value: FC 98.
- Pressione** (07 Dec 2020 11:11): Automisurazione: SI, Vista: SI. Values: MINIMA 90, MASSIMA 110.
- Peso Altezza e BMI** (07 Dec 2020 11:00): Automisurazione: SI, Vista: SI. Value: PESO 46.
- Temperatura corporea** (07 Dec 2020 09:36): Automisurazione: SI, Vista: SI. Value: TEMPERA 40.
- Saturazione di ossigeno** (07 Dec 2020 09:36): Automisurazione: SI, Vista: SI. Value: SPO2 87.

At the bottom left, there is a 'PRIVACY POLICY' link and version information: Version: 2.0.6, Copyright: Millennium s.r.l.

È possibile inserire le auto misurazioni da inviare al proprio medico.




MilleBook FABIO ROSSI

Misurazioni Mediche

Misurazione	Valore	Data	Orario	Azione
Peso Altezza e BMI	Peso (Kg) / Altezza (cm)	11/12/2020	16:42	SALVA
Pressione	Minima (mmHg) / Massima (mmHg)	11/12/2020	16:42	SALVA
Frequenza Cardiaca	Battiti (bpm)	11/12/2020	16:42	SALVA
Glicemia	Valore (mg/dl)	11/12/2020	16:42	SALVA
Tempo di protrombina (INR)	Valore (secondi)	11/12/2020	16:42	SALVA
Saturazione ossigeno con pulsossimetro	Percentuale (%)	11/12/2020	16:42	SALVA
Temperatura corporea	Gradi (°)			
Numero atti respiratori al minuto	Numero (Al Minuto)			

PRIVACY POLICY
Version: 2.0.6
Copyright: Millennium s.r.l.

Nella sezione **Prescrizioni**, si visualizzano lo storico e lo stato delle prescrizioni ricevute e quelle richieste al proprio medico.



MilleBook FABIO ROSSI


Prescrizioni

Gli allegati sono disponibili nella sezione [Documenti](#)

Prescrizione	Data	Stato
LASIX*30CPR 25MG	18 Nov 2020 11:34	Approvata
APIDRA*SOLOST SC 5PEN 100U/ML	11 Nov 2020 10:54	Approvata
CARDIOASPIRIN*30CPR GAST 100MG	21 Oct 2020 15:58	Approvata
OLEVIA*20CPS MOLLI 1000MG	22 Sep 2020 12:24	
CARDIOASPIRIN*30CPR GAST 100MG	21 Sep 2020 08:31	
PLAVIX*28CPR RIV 75MG	18 Sep 2020 09:28	

PRIVACY POLICY
Version: 2.0.6
Copyright: Millennium s.r.l.

È possibile richiedere le prescrizioni dei farmaci continuativi e Prescrizioni NON in elenco.



MilleBook FABIO ROSSI


- LASIX*30CPR 25MG
Posologia: Nessuna posologia
Note: Nessuna nota
- CARDURA*30CPR 2MG
Posologia: Nessuna posologia
Note: Nessuna nota
- APIDRA*SQLOST SC 5PEN 100U/ML
Posologia: Nessuna posologia
Note: Nessuna nota
- CUMADIN*30CPR 5MG
Posologia: Nessuna posologia
Note: Nessuna nota
- EUTIROX*50CPR 100MCG
Posologia: Nessuna posologia
Note: Nessuna nota
- Prescrizione NON in elenco

Nota
2 scatole per favore. grazie|

INVIA

PRIVACY POLICY
Version: 2.0.6
Copyright: Millennium s.r.l.

Nella sezione **Messaggi**, si visualizzano l'elenco dei messaggi ricevuti e quelli inviati al proprio medico. Gli allegati verranno salvati nella sezione Documenti.




MilleBook FABIO ROSSI


- 11 Dec 2020 04:52
Notifica del medico
l'ambulatorio rimarrà chiuso dal giorno 24 al giorno 27 compreso
- Messaggio inviato**
11 Dec 2020 04:52
Buonasera Dottore, le invio il risultato del Tampone effettuato presso la struttura privata

PRIVACY POLICY
Version: 2.0.6
Copyright: Millennium s.r.l.

Nella sezione **Appuntamenti**, si possono richiedere appuntamenti al medico e controllare lo stato dell'appuntamento.



The screenshot shows the 'Appuntamenti' (Appointments) section of the MilleBook interface. On the left is a navigation menu with options: Anagrafica, Cartella Clinica, Medico, Documenti, Misurazioni Mediche, Prescrizioni, Messaggi, Appuntamenti (highlighted), and Manuale. The main content area is titled 'Ambulatori' and contains two radio buttons: 'Ambulatorio via Mazzini' (selected) and 'Ambulatorio via Rossini'. To the right, there is a form for appointment details: 'Data' (14/12/2020), 'dalle' (12) and 'alle' (13) dropdowns, 'Motivo dell'Appuntamento' (VISITA AMBULATORIALE), and a 'Note' field containing 'porterej anche mio padre'. A 'SALVA' button is located at the bottom right of the form. At the bottom left, there is a 'PRIVACY POLICY' link and version information: 'Version: 2.0.6 Copyright: Millennium s.r.l.'.




The screenshot shows the 'Appuntamenti' (Appointments) list view in the MilleBook interface. The top navigation menu is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'CARD' and 'LIST' and displays a grid of appointment cards. Each card shows the appointment type, the date and time requested, the status, and the location. The cards are:

- VISITA AMBULATORIALE** (Richiesto il: 11 Dec 2020 16:56) - Status: Inviato (yellow button)
- ESAME REFERTI** (Richiesto il: 17 Nov 2020 12:37) - Status: Accettato (green button)
- RITIRO RICETTE** (Richiesto il: 17 Nov 2020 11:08) - Status: Accettato (green button)
- RITIRO RICETTE** (Richiesto il: 21 Sep 2020 17:08) - Status: Accettato (green button)
- VISITA AMBULATORIALE** (Richiesto il: 22 Apr 2020 19:21) - Status: Accettato (green button)
- VISITA INFERMIERISTICA** (Richiesto il: 16 May 2018 12:07) - Status: Rifiutato (red button)
- VISITA AMBULATORIALE** (Richiesto il: 15 May 2018 10:57) - Status: Accettato (green button)
- RITIRO RICETTE** (Richiesto il: 19 Oct 2017 10:29) - Status: Accettato (green button)
- RITIRO RICETTE** (Richiesto il: 08 May 2017 11:02) - Status: Accettato (green button)

 Each card also displays 'Data e ora appuntamento', 'Indirizzo', 'Risposta', and 'Note'. At the bottom left, there is a 'PRIVACY POLICY' link and version information: 'Version: 2.0.6 Copyright: Millennium s.r.l.'.

Richiedere una prescrizione al medico

Entrare nella sezione **Prescrizioni =>**



The screenshot shows the MilleBook interface for adding a prescription. On the left is a navigation menu with options: Anagrafica, Cartella Clinica, Medico, Documenti, Misurazioni Mediche, **Prescrizioni** (highlighted), Messaggi, Appuntamenti, and Manuale. The main area contains a list of medications with checkboxes and a note field.

<input type="checkbox"/>	LASIX*30CPR 25MG Posologia: Nessuna posologia Note: Nessuna nota
<input type="checkbox"/>	CARDURA*30CPR 2MG Posologia: Nessuna posologia Note: Nessuna nota
<input type="checkbox"/>	APIDRA*SOLOST SC 5PEN 100U/ML Posologia: Nessuna posologia Note: Nessuna nota
<input checked="" type="checkbox"/>	COUMADIN*30CPR 5MG Posologia: Nessuna posologia Note: Nessuna nota
<input type="checkbox"/>	EUTIROX*50CPR 100MCG Posologia: Nessuna posologia Note: Nessuna nota
<input type="checkbox"/>	Prescrizione NON in elenco

Note
2 scatole per favore. grazie!


INVIA

PRIVACY POLICY
Version: 2.0.6
Copyright: Millennium s.r.l.

Selezionare il farmaco in elenco (continuativo) o Prescrizione non in elenco, aggiungere (opzionale) le note e cliccare su **Invia**.

Operazione effettuata con successo

La prescrizione risulterà in attesa fino a quando il medico non la approverà o rifiuterà.



The screenshot shows the MilleBook interface for a user named FABIO ROSSI. The left sidebar contains navigation options: Anagrafica, Cartella Clinica, Medico, Documenti, Misurazioni Mediche, **Prescrizioni** (highlighted), Messaggi, Appuntamenti, and Manuale. The main content area displays a list of prescriptions under the 'LIST' tab. A message at the top states: 'Gli allegati sono disponibili nella sezione [Documenti](#)'. The list includes:

- COUMADIN*30CPR 5MG** (11 Dec 2020 16:48): Posologia: Nessuna posologia; Note: 2 scatole per favore, grazie; Risposta: Nessuna risposta; Stato: *In Attesa*; Action: **ANNULLA**.
- LASIX*30CPR 25MG** (18 Nov 2020 11:34): Posologia: Nessuna posologia; Note: 1 scatola, grazie; Risposta: Nessuna risposta; Stato: *Approvata*.
- APIDRA*SOLOST SC 5PEN 100U/ML** (11 Nov 2020 10:54): Posologia: Nessuna posologia; Note: Nessuna nota; Risposta: Nessuna risposta; Stato: *Approvata*.
- CARDIOASPIRIN*30CPR GAST 100MG** (21 Oct 2020 15:58): Posologia: Nessuna posologia; Note: Nessuna nota; Risposta: Nessuna risposta; Stato: *Approvata*.

At the bottom left, there is a 'PRIVACY POLICY' link and version information: Version: 2.0.6, Copyright: Millennium s.r.l.

Quando il medico approverà la prescrizione, il paziente riceverà per ogni richiesta con risposta, una notifica nel MilleBook.



Andando in *Prescrizioni*, la prescrizione richiesta sarà in stato **Approvata** o **Rifiutata**.

Andando nella sessione **Documenti** sarà visibile il PDF della prescrizione prodotta dal medico.



MilleBook
Io e il mio medico

CARD

- Anagrafica
- Cartella Clinica
- Medico
- Documenti
- Misurazioni Mediche
- Prescrizioni**
- Messaggi
- Appuntamenti
- Manuale

Gli allegati sono disponibili nella sezione [Documenti](#)

CARDURA*30CPR 2MG
14 Dec 2020 14:47


Posologia:
Nessuna posologia

Note:
Nessuna nota

Risposta:
Nessuna risposta

✓ Approvata

La prescrizione sarà scaricabile e stampabile.



1 / 1

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE RICETTA ELETTRONICA-PROMEMORIA PER L'ASSISTITO

Sicilia	  1900A 4005041012						
COGNOME E NOME/INIZIALI DELL'ASSISTITO: PROVA2 TESTINPS INDIRIZZO: via domicilio del paziente 123 CAP: 23100 CITTA': SONDRIO PROV: SO BAXBAX93B20H501T							
ESENZIONE: NON ESENTE SIGLA PROVINCIA: AG CODICE ASL: 201 DISPOSIZIONI REGIONALI: TIPOLOGIA PRESCRIZIONE(S,H): ALTRO: PRIORITA' PRESCRIZIONE (U,B,D,P):							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">PRESCRIZIONE</th> <th style="width: 10%;">QTA</th> <th style="width: 10%;">NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(023993037) LASIX*20CPR 500MG (89C) FUROSEMIDE 500MG 20 UNITA' USO ORALE</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">---</td> </tr> </tbody> </table>	PRESCRIZIONE	QTA	NOTA	(023993037) LASIX*20CPR 500MG (89C) FUROSEMIDE 500MG 20 UNITA' USO ORALE	2	---	
PRESCRIZIONE	QTA	NOTA					
(023993037) LASIX*20CPR 500MG (89C) FUROSEMIDE 500MG 20 UNITA' USO ORALE	2	---					

QUESITO DIAGNOSTICO:
 N.CONFEZIONI/PRESTAZIONI: 2 TIPO RICETTA: Assist.SSN DATA: 10/12/2019 CODICE FISCALE DEL MEDICO: PROVAX00X00X000Y
 CODICE AUTENTICAZIONE: 101220191508421580000023128871 COGNOME E NOME DEL MEDICO: PRO VA
 Rilasciato ai sensi dell'art. 11, comma 16 del DL 31 mag 2010, n.78 e dell'art.1, comma 4 del DM 2 nov 2011

Invio di un messaggio


Entrare nella sezione **Messaggi** =>



I messaggi si possono scrivere anche cliccando sull'icona




Nuovo messaggio




Scrivere il testo del messaggio.

È possibile allegare un documento, cliccando su **UPLOAD**.



È disponibile lo storico e lo stato dei messaggi inviati.



Quando il medico risponderà al messaggio, il paziente riceverà una notifica nel MilleBook



nella sessione *Messaggi* sarà visibile la risposta ricevuta



Ricezione di un messaggio

Il paziente può ricevere anche un messaggio inviato dal proprio medico.

All'apertura del MilleBook si presenterà così:



Il messaggio verrà registrato nella sessione *Messaggi*




Richiesta di un appuntamento

Entrare nella sezione **Appuntamenti** =>




Selezionare l'ambulatorio per cui si richiede l'appuntamento, scegliere il giorno, l'orario, il Motivo dell'appuntamento e scrivere le eventuali Note



The screenshot shows the MilleBook interface. On the left is a navigation menu with items: Anagrafica, Cartella Clinica, Medico, Documenti, Misurazioni Mediche, Prescrizioni, Messaggi, **Appuntamenti** (highlighted), and Manuale. The main content area is titled 'Ambulatori' and contains two radio buttons: 'Ambulatorio via Mazzini' (selected) and 'Ambulatorio via Rossini'. To the right, there is a form for appointment details: 'Data' (14/12/2020), 'dalle' (12), 'alle' (13), 'Motivo dell'Appuntamento' (VISITA AMBULATORIALE), and 'Note' (portere| anche mio padre). A 'SALVA' button is located at the bottom right of the form. At the bottom left, there is a 'PRIVACY POLICY' link and version information: 'Version: 2.0.6 Copyright: Millennium s.r.l.'

nella sessione *Appuntamenti* sarà visibile lo storico e lo stato degli appuntamenti richiesti



MilleBook io e il mio medico FABIO ROSSI

CARD LIST

- VISITA AMBULATORIALE**
Richiesto il: 11 Dec 2020 16:56
Inviato
- ESAME REFERTI**
Richiesto il: 17 Nov 2020 12:37
Accettato
- RITIRO RICETTE**
Richiesto il: 17 Nov 2020 11:08
Accettato
- RITIRO RICETTE**
Richiesto il: 21 Sep 2020 17:08
Accettato
- VISITA AMBULATORIALE**
Richiesto il: 22 Apr 2020 19:21
Accettato
- VISITA INFERMIERISTICA**
Richiesto il: 16 May 2018 12:07
Rifiutato
- VISITA AMBULATORIALE**
Richiesto il: 15 May 2018 10:57
- RITIRO RICETTE**
Richiesto il: 19 Oct 2017 10:29
- RITIRO RICETTE**
Richiesto il: 08 May 2017 11:02

PRIVACY POLICY
Version: 2.0.6
Copyright: Millennium s.r.l.

Quando il medico accetterà la richiesta di appuntamento, il paziente riceverà una notifica nel MilleBook



nella sessione *Appuntamenti* sarà visibile la risposta ricevuta.



MilleBook io e il mio medico

CARD


- VISITA AMBULATORIALE**
Richiesto il: 11 Dec 2020 16:56
Accettato
- Data e ora appuntamento:**
14 Dec 2020 dalle 12 alle 13
- Indirizzo:**
Ambulatorio via Mazzini
- Risposta:**
va bene. Venga il 14/12 alle ore 12.30
- Note:**
Nessuna nota

Inviare una Misurazione medica

Entrare nella sezione **Misurazioni mediche** =>



Selezionare la misurazione che si vuole compilare e inviare, compilare i campi e cliccare su SALVA



MilleBook lo è il mio medico FABIO ROSSI

- Anagrafica
- Cartella Clinica
- Medico
- Documenti
- Misurazioni Mediche**
- Prescrizioni
- Messaggi
- Appuntamenti
- Manuale

Peso Altezza e BMI

Peso (Kg)	Altezza (cm)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data: 11/12/2020	Orario: 16:42

Pressione

Minima (mmHg)	Massima (mmHg)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data: 11/12/2020	Orario: 16:42

Frequenza Cardiaca

Battiti (bpm)	
<input type="text"/>	
Data: 11/12/2020	Orario: 16:42

Glicemia

Valore (mg/dl)	
<input type="text"/>	
Data: 11/12/2020	Orario: 16:42

Tempo di protrombina (INR)

Valore (secondi)	
<input type="text"/>	
Data: 11/12/2020	Orario: 16:42

Saturazione ossigeno con pulsossimetro

Percentuale (%)	
<input type="text"/>	
Data: 11/12/2020	Orario: 16:42

Temperatura corporea


Gradi (°)
<input type="text"/>

Numero atti respiratori al minuto

Numero (Al Minuto)
<input type="text"/>

PRIVACY POLICY
Version: 2.0.0
Copyright: Millennium s.r.l.

nella sessione *Misurazioni mediche* sarà visibile lo storico e se è un'automisurazione o una misurazione proveniente dal Millewin del Medico.



The screenshot shows the MilleBook interface with a sidebar menu on the left containing: Anagrafica, Cartella Clinica, Medico, Documenti, Misurazioni Mediche (highlighted), Prescrizioni, Messaggi, Appuntamenti, and Manuale. The main area displays a grid of measurement cards:

- Frequenza Cardiaca** (07 Dec 2020 11:11): FC 98
- Pressione** (07 Dec 2020 11:11): MASSIMA 110, MINIMA 90
- Peso Altezza e BMI** (07 Dec 2020 11:00): PESO 46, ALTEZZA 178
- Temperatura corporea** (07 Dec 2020 09:36): TEMPERA... 40
- Saturazione di ossigeno** (07 Dec 2020 09:36): SPO2 87
- Saturazione di ossigeno** (18 Nov 2020 11:56): SPO2 85
- Frequenza del respiro** (18 Nov 2020 11:56): FR 19
- Saturazione di ossigeno** (18 Nov 2020 11:56): SPO2 94
- Frequenza del respiro** (18 Nov 2020 11:56): FR 18

Footer: PRIVACY POLICY, Version: 2.0.6, Copyright: Millennium s.r.l.

STATO DELLE RICHIESTE

Prescrizioni:



La richiesta di prescrizione è stata inviata, ma è in attesa di validazione da parte del medico



Prescrizione approvata da parte del medico. La relativa prescrizione sarà disponibile nella sezione Documenti quando il medico l'avrà processata.



Prescrizione non approvata dal medico. Non sarà quindi disponibile tra i Documenti

Messaggi:

Messaggio inviato

Il messaggio è stato regolarmente inviato al medico

Appuntamenti:



Appuntamento inviato al medico e non ancora preso in carico



Appuntamento ricevuto dal medico, ma in attesa di accettazione



Appuntamento accettato dal medico



Appuntamento non accettato dal medico. Procedere con una nuova richiesta