

# MILLEWIN MILLEBOOK PAZIENTE

## MANUALE D'USO

VER.20.0.20



MILLENNIUM S.r.I. - Direzione e coordinamento Dedalus Italia S.p.A. Sede legale: Via di Collodi, 6/C, 50141 Firenze / Tel. 055 45544.1 - Fax 055 4554.420 Call Center 800 949 502 - www.millewin.it commerciale.millennium@dedalus.eu - PEC: millenniumfirenze@legalmail.it Cap. soc. € 3.840.000 i.v. - R.E.A. Firenze 558973 Registro Imprese Firenze - Codice Fiscale e Partita IVA 05588740489





#### PROPRIETA' DELLE INFORMAZIONI

Il presente manuale d'uso è un documento emesso da Millennium. Costituisce parte integrante del Software Millewin, pertanto deve essere conservato con la massima cura durante la vita operativa del software, in un luogo facilmente accessibile e noto a tutti gli utilizzatori, al riparo da liquidi e quant'altro ne possa compromettere lo stato di leggibilità. Gli operatori ed i manutentori devono poterlo reperire e consultare rapidamente in qualsiasi situazione.

Eventuali copie del documento dovranno essere regolarizzate inoltrando richiesta a Millennium.

Nell'ipotesi che Millennium apporti modifiche/migliorie al software Millewin, il presente manuale verrà aggiornato e le aggiunte costituiranno parte integrante del software. È fatto esplicito divieto apportare qualsiasi modifica al presente manuale. La non ottemperanza a questa norma rende libera Millennium da ogni responsabilità e resa di garanzia.





### **DOCUMENT REVISION**

Rev Number	Rev Date	Summary of Changer	Responsible
0	02/02/2021	Prima emissione	Antonello Guggino

### **APPROVALS**

Approver	Function	Role	Date	
Antonello Guggino	Product Owner	Author	2/02/2021	
Emanuela Consoli	Product Marketing Manager	Approver	2/02/2021	





### **MARCATURA CE**

Il dispositivo medico Millewin è realizzato in Conformità con le direttive UE pertinenti.

-	Millennium S.r.l Via di Collodi 6/C 50141 Firenze -Italy Tel. +39055455441	
M	2021	CE
RE	Millewin	
SN	20.0.20	i





#### SOMMARIO

REGISTRAZIONE SUL PORTALE MILLEBOOK	6
UTILIZZO MILLEBOOK	9
Richiedere una prescrizione al medico	16
Invio di un messaggio	19
Ricezione di un messaggio	21
Richiesta di un appuntamento	22
Inviare una Misurazione medica	24
STATO DELLE RICHIESTE	25





#### **REGISTRAZIONE SUL PORTALE MILLEBOOK**

Il paziente arruolato dal medico riceverà un messaggio al proprio indirizzo e-mail.



Cliccando su "Clicca <u>qui</u>" si accede al browser per effettuare la registrazione.

ATTENZIONE! Si consiglia l'utilizzo di browser compatibili con l'applicazione: Google Chrome, Edge





Benvenuto in Milleb	ook!
Scegli il tuo username	e la tua
password	C aprattari a
contenere almeno una lettera e u	o caratten e in numero)
Usemame	۵
Password	<b>a</b>
Ripeti password	
Accetto le condizioni d'us	0

È necessario leggere le condizioni di utilizzo e accettarle per proseguire. Il file PDF può essere salvato.

È stato scelto di aprir	e:
🔁 condizioni.pdf	
tipo: Adobe Ad	robat Document (210 kB)
da: https://ww	w.millebook.it
Che cosa deve fare	Firefox con questo file?
Aprirlo con	Adobe Reader (predefinita)
🔘 <u>S</u> alva file	
🔲 Da ora in ava	nti esegui questa azione per tutti i <u>f</u> ile di questo tipo.







Una volta effettuata la registrazione, è possibile accedere a MilleBook con le proprie credenziali: www.millebook.it

Autenticati per en	trare in MilleBook
fabiorossi	4
	<b>a</b>
	Entra
lai dimenticato le tu	le credenziali?
Consulta il manuale	utente





#### UTILIZZO MILLEBOOK

Al primo accesso, MilleBook si presenterà così:

Ø				🖾 🗘 🌔 FABIO ROSSI 🗄
	Anagrafica Cartella Clinica Medico Documenti Misurazioni Mediche Prescrizioni	FABIO ROSSI <sup>©</sup> <sup>®</sup> Maschio <sup>©</sup> Data di Nascita         09 Jan 1940 <sup>©</sup> Gruppo Sanguigno         ARh+             Ultima         Sincronizza         10/12/20 05:43:51         zione	Residenza VIA DELLE CAPANNE 11 70025 GRUMO APPULA (BA)	
T T T T T T T	Messaggi Appuntamenti Manuale	Esenzioni Diabete mellito Terapia del dolore severo Ipertensione arteriosa (St. II e III)		
Version: Copyrig	: 2.0.6 ht: Millennium s.r.l.			

In basso a sinistra si visualizzeranno gli eventuali messaggi inviati dal proprio medico.

l'ambulatorio rimarrà chiuso dal giorno 24 dicembre al giorno 27 compreso.	×

Dalle **Impostazioni** è possibile impostare un'immagine di profilo, modificare la password e cancellarsi definitivamente dal portale.



9/26



¢			🖾 🗘 🙆 ғавіо	ROSSI :
د ۲۵ ۲۵	Anagrafica Cartella Clínica Medico Documenti	FABIO ROSSI CAMBIA IMMAGINE PROFILO		
	Misurazioni Mediche Prescrizioni Messaggi Appuntamenti Manuale	In caso di urgenze sarà contatto questo numero         ✓       fabio.rossi@gmail.com         Residenza         VIA DELLE CAPANNE 11         70025 GRUMO APPULA (BA)         Sistema	G	
PRI Version Copyrig	VACY POLICY 265 ht Millennium s.t.	MODIFICA PASSWORD         Image: Souro         Cambia Lingua         Version: 2.0.6         CANCELLAMI DAL PORTALE         Attenzione una volta cancellato perderai futti i fuoi dati ed i fuoi documenti	Italiano ~	

Nella sezione **Anagrafica**, si visualizzano i dati anagrafici che il medico ha registrato in Millewin e le esenzioni.

¢			🖾 🗘 🌔 FABIO ROSSI 🗄
	Anagrafica Cartella Clinica Medico Documenti Misurazioni Mediche Prescrizioni	FABIO ROSSI     Residenza       Image: Maschio     VIA DELLE CAPANNE 11 70025 GRUMO APPULA (BA)       Image: Data di Nascita     09 Jan 1940       Image: Gruppo Sanguigno     ARh+       Image: Dittima Sincronizza     10/12/20 05:43:51 zione	
PR Version Copyrig	Messaggi Appuntamenti Manuale IVACY POLICY : 20.6 ht: Millennium a.r.l.	Esenzioni Diabete mellito Terapia del dolore severo Ipertensione arteriosa (St. II e III)	





Nella sezione **Cartella clinica**, si visualizzano le Vaccinazioni, le Allergie e i Problemi rilevanti che il medico ha registrato in cartella.

٢					🖾 🗘 🌔 Fabio Rossi 🚦
	Anagrafica Cartella Clinica Medico Documenti Misurazioni Mediche Prescrizioni Messaggi Appuntamenti Manuale	Vaccinazioni INFLUENZA Somministrata II 01 Oct 2020 Richiamo II 01 Oct 2020 Categoria a rischio DIF/TETANO Somministrata II 27 Feb 2004 DTPA AD./ADULTI Somministrata II 14 Jan 2016 EPATITE A+B ADU Somministrata II 07 Oct 2006 EPATITE B Somministrata II 26 Juli 1996 MENING ACWY Somministrata II 14 Jan 2016 PNEUMOCOCCO Somministrata II 06 Jan 2005 Categoria a rischio	0	Allergie	Problemi CARDIOPATIA ISCHEMICA Aperto II 26 Nov 2014 K PROSTATA Aperto II 18 Dec 2014 IPERTENSIONE ARTERIOSA Aperto II 09 Mar 2015 DIABETE MELLITO TIPO 2 Aperto II 09 Mar 2015 EPATITE C CRONICA Aperto II 10 Mar 2017 COLECISTOPATIA Aperto II 13 Dec 2013
PRI Version Copyrig	VACY POLICY 2.0.6 ht Millennium s.r.l.	Somministrata il 29 Mar 1973 VAIOLO Somministrata il 26 Sep 1975			

Nella sezione Medico, si visualizzano i recapiti e gli orari degli ambulatori medici.

			🖾 🗘 🌔 FABIO ROSSI 🗄
	Anagrafica Cartella Clinica Medico Documenti Misurazioni Mediche Prescrizioni Messaggi Appuntamenti Manuale	Dott. Antonello GUGGINO Ambulatori Ambulatorio via Mazzini Go 555 3662103 Dot 52 36680 Co Iun - merc - ven dalle dalle 8.30 alle ore 13.30	<ul> <li>Ambulatorio via Rossini</li> <li>055 3698774</li> <li>055 3611258</li> <li>mart - giov dalle dalle 14.30 alle ore 19.30</li> </ul>
PR Version Copyrig	IVACY POLICY 2.0.6 ht: Millennium s.r.l.		

© MILLENNIUM srl Documento PUBBLICO





Nella sezione **Documenti**, si visualizzano tutti i documenti ricevuti o inviati al proprio medico. Qui sono disponibili i PDF delle prescrizioni ricevute.

Ø						⊠ ¢ ()	FABIO ROSSI
			RICEVU	ITI	INV	ΙΑΤΙ	*
Do	Anagrafica						
8	Cartella Clinica	18 nov 2020					
Ŷ	Medico	L.					
¢	Documenti	A	1				
ß	Misurazioni Mediche	Promemoria_FURC					
8	Prescrizioni	E (LASIX).pdf					
	Messaggi	11 pov 2020					
	Appuntamenti	1111072020					
1	Manuale			A		A	
		Promemoria_APIDI	RA.pdf 🗘	Promemoriapdf	Ģ	Promemoria_APIDRA.pdf	¢
		10 nov 2020					
PRI	VACY POLICY	Promemoria APID	RA.pdf				

Nella sezione **Misurazioni**, si visualizzano tutti le misurazioni registrate dal proprio medico in Millewin e le nuove Misurazioni inserite dal paziente.

			🖾 🗘  Fae	IIO ROSSI
	CAR	D	LIST	(+
Anagrafica				
🖹 Cartella Clinica	Glicemia 09 Dec 2020 16:12	Saturazione di ossigeno 09 Dec 2020 16:11	Frequenza Cardiaca	
V Medico	Automisurazione: SI	Automisurazione: SI	Automisurazione: SI	
🖒 Documenti	Vista: SI	Vista: SI	Vista: SI	
🖋 Misurazioni Mediche	GLICEMIA 63	SPO2 83	FC 99	
Prescrizioni				
Messaggi	Pressione	Frequenza Cardiaca	Pressione	
Appuntamenti	09 Dec 2020 16:11	07 Dec 2020 11:11	07 Dec 2020 11:11	
	Automisurazione: SI	Automisurazione: SI	Automisurazione: SI	
(1) Manuale	Vista: SI	Vista: SI	Vista: SI	
	MASSIMA 130	FC 98	MINIMA 90	
	MINIMA 90		MASSIMA 110	
	Peso Altezza e BMI	Temperatura corporea	Saturazione di ossigeno	
	Automisurazione: SI	Automisurazione: SI	Automisurazione: SI	
PRIVACY POLICY	Vista: SI	Vista: SI	Vista: SI	
Version: 2.0.6				
sopynynt millennan e.s.	PESO 46	TEMPERA 40	SP02 87	+

È possibile inserire le auto misurazioni da inviare al proprio medico.





12/26



MilleBook		Mil	leB	ook
-----------	--	-----	-----	-----

<b>W</b>				M 🗘 🔛 FABIO ROSSI		
Do	Anagrafica	Peso Altezza e BMI	Pressione	Frequenza Cardiaca		
8	Cartella Clinica	Peso (Kg) Altezza (cm)	Minima (mmHg) Massima (mmHg)	Battiti (bpm)		
С С	Medico Documenti	Data () Orario 11/12/2020 16:42	Data C Orario 11/12/2020 16:42	Data 🕑 Orario 11/12/2020 16:42		
<i>»</i>	Misurazioni Mediche Prescrizioni	SALVA	SALVA	SALVA		
	Messaggi Appuntamenti	Glicemia	Tempo di protrombina (INR)	Saturazione ossigeno con pulsossimetro		
1	Manuale	Valore (mg/dl)	Valore (secondi)	Percentuale (%)		
		Data C Orario 11/12/2020 16:42	Data C Orario 11/12/2020 16:42	Data Oratio 11/12/2020 16:42		
		SALVA	SALVA	SALVA		
		Temperatura corporea	Numero atti respiratori al minuto			
PR Version Copyrig	IVACY POLICY 2.0.6 ht: Millennium s.r.l.	Gradi (*)	Numero (Al Minuto)			

Nella sezione Prescrizioni, si visualizzano lo storico e lo stato delle prescrizioni ricevute e quelle richieste al proprio medico.

			🖾 🗘 🚺 F	ABIO ROSSI 🚦
	CARD		LIST	<b>(</b> +
Anagrafica	diana aikili anlla anaisan Daawaa	-11		
Cartella Clinica	iono disponibili nella sezione <u>Docume</u>	nu		
V Medico				
Documenti	LASIX*30CPR 25MG 18 Nov:2020 11:34	APIDRA*SOLOST SC 5PEN 100U/ML	CARDIOASPIRIN*30CPR GAST 100MG	
Se Misurazioni Mediche	Persterrist	11 NOV 2020 10.54	21 0012020 15.56	
Prescrizioni	Nessuna posologia	Posologia: Nessuna posologia	Posologia: Nessuna posologia	
Messaggi	Note: 1 scatola grazie	Note:	Note:	
Appuntamenti	Risposta:	Nessuna nota	Nessuna nota	
<ol> <li>Manuale</li> </ol>	Nessuna risposta	Risposta: Nessuna risposta	Risposta: Nessuna risposta	
	√ Approvata	✓ Approvata	√ Approvata	
	OLEVIA*20CPS MOLLI 1000MG 22 Sep 2020 12:24	CARDIOASPIRIN*30CPR GAST 100MG 21 Sep 2020 08:31	PLAVIX*28CPR RIV 75MG 18 Sep 2020 09:28	
			Posologia:	
PRIVACY POLICY	Posologia: Nessuna posologia	Posologia: Nessuna posologia	Nessuna posologia	
Version: 2.0.6	Note:	Note:	Nessuna nota	
Copyright: Millennium s.r.l.	quantità 2	Nessuna nota	Risposta;	-

È possibile richiedere le prescrizioni dei farmaci continuativi e Prescrizioni NON in elenco.





¢				⊠ ¢ ()	FABIO ROSSI
2	Anagrafica Cartella Clinica		LASIX*30CPR 25MG Posologia: Nessuna posologia Note: Nessuna nota		
С,	Medico		CARDURA*30CPR 2MG Posologia: Nessuna posologia Note: Nessuna nota		
ð ø	Documenti Misurazioni Mediche		APIDRA*SOLOST SC 5PEN 100U/ML Posologia: Nessuna posologia Note: Nessuna nota		
	Prescrizioni		COUMADIN*30CPR 5MG Posologia: Nessuna posologia Note: Nessuna nota		
	Appuntamenti		EUTIROX*50CPR 100MCG Posologia: Nessuna posologia Note: Nessuna nota		
(1)	Manuale		Prescrizione NON in elenco		
		Note 2 scat	le per favore, grazie		
			AIVNI		-
PRI	VACY POLICY				
Version Copyrig	2.0.6 ht: Millennium s.r.l.				

Nella sezione **Messaggi**, si visualizzano l'elenco dei messaggi ricevuti e quelli inviati al proprio medico. Gli allegati verranno salvati nella sezione Documenti.

		۵ 💽	FABIO ROSSI
Anagrafica Cartella Clínica U Medico	11 Dec 2020 04:52 Notifica del medico l'ambulatorio rimarrà chiuso dal giorno 24 al giorno 27 compreso Messaggio inviato 11 Dec 2020 04:52 Buonasera Dottore, le invio il risultato del Tampone effettuato presso la struttura privata	۲ ۲	
<ul> <li>Misurazioni Mediche</li> <li>Prescrizioni</li> <li>Messaggi</li> <li>Appuntamenti</li> </ul>			-
<ol> <li>Manuale</li> </ol>			
PRIVACY POLICY Version: 20.6 Copyright: Millennium s.r.l.			





Nella sezione **Appuntamenti**, si possono richiedere appuntamenti al medico e controllare lo stato dell'appuntamento.

		🖾 🗘 🌔 Fabio Rossi 🗄
Anagrafica Cartella Clínica V Medico Documenti Misurazioni Mediche Prescrizioni Messaggi Appuntamenti Manuale PRIVACY POLICY Version: 2.0 8 Copyright: Milennium z.r.l.	Ambulatorio via Mazzini          Ambulatorio via Rossini	Data         14/12/2020         dalle         12         ate         13         VISITA AMBULATORIALE         vote         portere[anche mio padre









#### Richiedere una prescrizione al medico

Entrare nella sezione Prescrizioni =>



			🖾 🗘 💽 FABIO ROSSI 🗄
] Do	Anagrafica	LASIX*30CPR 25MG Posologia: Nessuna posologia Note: Nessuna nota	
ບ ບ	Cartella Clinica Medico	CARDURA*30CPR 2MG Posologia: Nessuna posologia Note: Nessuna nota	
ß	Documenti Misurazioni Mediche	APIDRA*SOLOST SC 5PEN 100U/ML Posologia: Nessuna posologia Note: Nessuna nota	
	Prescrizioni Messaggi	COUMADIN'30CPR 5MG  Posologia: Nessuna posologia  Note: Nessuna nota	
	Appuntamenti	EUTIROX*50CPR 100MCG Posologia: Messuna posologia Note: Nessuna nota	
(J)	manualo	Prescrizione NON in elenco	
		Note 2 scatole per favore, grazie	
		INVIA	
PRI	VACY POLICY		
Version: Copyrig	2.0.6 ht: Millennium s.r.l.		

Selezionare il farmaco in elenco (continuativo) o Prescrizione non in elenco, aggiungere (opzionale) le note e cliccare su **Invia**.

Operazione effettuata con successo





La prescrizione risulterà in attesa fino a quando il medico non la approverà o rifiuterà.

Ø	<b>Ville</b> Book		٥	ROSSI 🚦
od (1)	Anagrafica Cartella Clinica	CARD LIST Gli allegati sono disponibili nella sezione Documenti		+
ک الا ا	Medico Documenti Misurazioni Mediche Prescrizioni	COUMADIN*30CPR 5MG 11 Dec 2020 15:48 Poslogia: Nessuna prosologia Note: 2 scatole per favore: grazie Risposta: Nessuna risposta Stato: In Alfea Tato: In Alfea MUULIA		
1	Appuntamenti Manuale	LASIX*30CPR 25MG 18 Nov 2020 11:34 Posologia: Nessuna posologia Note: 1 scatola, grazie Risposta: Nessuna risposta Stato: Approvata		
		APIDRA*SOLOST SC 5PEN 100U/ML 11 Nov 2020 10:54 Posologia: Nessuna posologia Note: Nessuna nota Risposta: Nessuna risposta Stato: Approvata		
PRI Version: Copyrigh	VACY POLICY 2.0.6 It Millennium s.r.l.	CARDIOASPIRIN*30CPR GAST 100MG 21 Oct 2020 15:58 Posologia: Nessuna posologia Note: Nessuna nota Risposta: Nessuna risposta		

Quando il medico approverà la prescrizione, il paziente riceverà per ogni richiesta con risposta, una notifica nel MilleBook.



Andando in Prescrizioni, la prescrizione richiesta sarà in stato Approvata o Rifiutata.

Andando nella sessione **Documenti** sarà visibile il PDF della prescrizione prodotta dal medico.





¢								
		CAL	RD					
Do	Anagrafica							
8	Cartella Clinica	Gli allegati sono disponibili nella sezione <u>Docu</u>	menti					
ហូ	Medico							
¢	Documenti	CARDURA*30CPR 2MG 14 Dec 2020 14:47						
ß	Misurazioni Mediche							
	Prescrizioni	Posologia: Nessuna posologia						
	Messaggi	Note: Nessuna nota						
	Appuntamenti	Risposta:						
í	Manuale	Nessuna risposta						
		✓ Approvata						

La prescrizione sarà scaricabile e stampabile.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RICETTA ELE	TTRONICA-PROMEN	IORIA PER L	ASSISTITO	
Sicilia		1900A	40050410	12	
COGNOME E NOME/INIZIALI DELL'ASSISTITO	D: PROVA2 TESTINPS P: 23100 CITTA': SONDRIO	PROV: SO	BAXBAX93B2	20H501T	
ESENZIONE:NON ESENTE SIGLA P	ROVINCIA:AG CODICE ASL:201	DISPOSIZ	IONI REGION	ALI:	
	PRESCRIZIONE		QTA	NOTA	
(023993037) LASIX*20CPR 500MG (89C) FUROSEMIDE 500MG 20 UNITA*	USO ORALE		2		



#### Invio di un messaggio

Entrare nella sezione Messaggi =>



I messaggi si possono scrivere anche cliccando sull'icona



Messaggi

Scrivere il testo del messaggio.

È possibile allegare un documento, cliccando su UPLOAD.

		🖾 🗘 🌔 FABIO ROSSI 🗄
Anagrafica	Scrivi un nuovo messaggio Buonasera Dottore, le invio il risultato del Tampone effettuato presso la struttura privata	
Documenti	UPLOAD referto_Tampone.txt	
Misurazioni Medicne     Prescrizioni		ANNULLA SALVA
🖂 Messaggi		
E Appuntamenti		
<li>Manuale</li>		
PRIVACY POLICY Version: 2.0.6 Copyright: Millennium s.r.l.		

È disponibile lo storico e lo stato dei messaggi inviati.





¢			FABIO ROSSI
] Do	Anagrafica	11 Dec 2020 04:52 Notifica del medico Fambulatorio rimarrà chiuso dal giorno 24 al giorno 27 compreso	+
لم م ال	Medico Documenti	Messaggio inviato 11 Dec 2020 04:52 Buonasera Dottore, le invio il risultato del Tampone effettuato presso la struttura privata	
8	Misurazioni Mediche Prescrizioni		5
	Messaggi Appuntamenti		
Ì	Manuale		
PR Version Copyrig	IVACY POLICY : 2.0.6 ht: Millennium s.r.l.		

Quando il medico risponderà al messaggio, il paziente riceverà una notifica nel MilleBook



nella sessione Messaggi sarà visibile la risposta ricevuta

¢			ABIO ROSSI
° 0	Anagrafica Cartella Clinica	Messaggio letto 14 Dec 2020 03:35 Buonasera Dottore, ha ricevuto i miel referti? grazle	•
Ср П	Medico Documenti	Messaggio letto 11 Dec 2020 04:52 Buonasera Dottore, le linvio il risultato del Tampone effettuato presso la struttura privata si ricevuti grazie, le farò sapere.	
ß	Misurazioni Mediche	0	
8	Prescrizioni		
	Messaggi		
	Appuntamenti		
í	Manuale		





20/26



#### Ricezione di un messaggio

Il paziente può ricevere anche un messaggio inviato dal proprio medico.

All'apertura del MilleBook si presenterà così:

¢			۵ (	FABIO ROSSI
00	Anagrafica Cartella Clinica	Messaggio letto 14 Dec 2020 03:46 MESSAGGIO DAL TUO MEDICO buonasera signor Rossi, ha ricevuto il risultato del tampone Covid? grazie saluti		
<del>у</del> Ф	Medico Documenti			
<i>»</i>	Misurazioni Mediche Prescrizioni			
	Messaggi Appuntamenti			
<u>(</u>	Manuale			

Il messaggio verrà registrato nella sessione Messaggi

٢			⊠ ¢	F7	ABIO ROSSI
°0	Anagrafica Cartella Clinica	Messaggio letto 14 Dec 2020 03:46 MESSAGGIO DAL TUO MEDICO buonasera signor Rossi, ha ricevuto il risultato del tampone Covid? grazie saluti		Û	+
С Ф	Medico Documenti	14 Dec 2020 03:45 MESSAGGIO DAL TUO MEDICO buonasera signor Rossi, potrebbe rimandarmi gli ultimi referti ? grazie		Ŵ	
ß	Misurazioni Mediche Prescrizioni	14 Dec 2020 03:35 Buonasera Dottore, ha ricevuto i miei referti? grazie		Û	
	Messaggi Appuntamenti	11 Dec 2020 04:52 Buonasera Dottore, le invio il risultato del Tampone effettuato presso la struttura privata si ricevuti grazie, le farò sapere.		Û	
í	Manuale				





#### Richiesta di un appuntamento

Entrare nella sezione Appuntamenti =>



Selezionare l'ambulatorio per cui si richiede l'appuntamento, scegliere il giorno, l'orario, il Motivo dell'appuntamento e scrivere le eventuali Note

Anagrafica Ambulatori via Mazzini Data 14/12/2020	
V Medico     Medico     Medico     Misurazioni Mediche     Prescrizioni     Messaggi     Appuntamenti     Manuale     PRIVACY POLICY     PRIVACY POLICY	SALVA

nella sessione Appuntamenti sarà visibile lo storico e lo stato degli appuntamenti richiesti







Quando il medico accetterà la richiesta di appuntamento, il paziente riceverà una notifica nel MilleBook



nella sessione Appuntamenti sarà visibile la risposta ricevuta.







#### Inviare una Misurazione medica



Entrare nella sezione Misurazioni mediche =>

Selezionare la misurazione che si vuole compilare e inviare, compilare i campi e cliccare su SALVA

ØN				🖾 🗘 🌔 FABIO ROSSI 🗄
Do	Anagrafica	Peso Altezza e BMI	Pressione	Frequenza Cardiaca
۵	Cartella Clinica	Peso (Kg) Altezza (cm)	Minima (mmHg) Massima (mmHg)	Battiti (bpm)
Сî Сî	Medico	Data Orario	Data Orario	Data 🕠 Orario
¢	Documenti	11/12/2020 16:42	11/12/2020 16:42	11/12/2020 16:42
B	Misurazioni Mediche	SALVA	SALVA	SALVA
ß	Prescrizioni			
	Messaggi	Glicemia	Tempo di protrombina (INR)	Saturazione ossigeno con
	Appuntamenti			pulsossimetro
i	Manuale	Valore (mg/dl)	Valore (secondi)	Percentuale (%)
		Data Orario 11/12/2020 16:42	Data Oranio 11/12/2020 16:42	Data (b) Orario 11/12/2020 16:42
		SALVA	SALVA	SALVA
		Temperatura corporea	Numero atti respiratori al minuto	
PRIV Version: 2 Copyright	ACY POLICY 2.0.6 :: Millennium s.r.1.	Gradi (°)	Numero (Al Minuto)	

nella sessione *Misurazioni mediche* sarà visibile lo storico e se è un'automisurazione o una misurazione proveniente dal Millewin del Medico.







#### **STATO DELLE RICHIESTE**

#### Prescrizioni:

# 🕑 In Attesa

La richiesta di prescrizione è stata inviata, ma è in attesa di validazione da parte del medico

## Approvata

Prescrizione approvata da parte del medico. La relativa prescrizione sarà disponibile nella sezione Documenti quando il medico l'avrà processata.



Prescrizione non approvata dal medico. Non sarà quindi disponibile tra i Documenti

#### Messaggi:





# Messaggio inviato

Il messaggio è stato regolarmente inviato al medico

#### Appuntamenti:



Appuntamento inviato al medico e non ancora preso in carico



Appuntamento ricevuto dal medico, ma in attesa di accettazione



#### Appuntamento accettato dal medico



Appuntamento non accettato dal medico. Procedere con una nuova richiesta

