


DEMAT FASCIA C - impostazione ripetibilità 1 solo pezzo

È stata introdotta la possibilità di poter impostare la ripetibilità e il periodo di validità nel caso di prescrizione dematerializzata di 1 solo pezzo per i farmaci di Fascia C ripetibili.

Dopo aver selezionato il farmaco dal prontuario aprire la maschera *Informazioni aggiuntive*



Terapie	Richieste	Farmaci (+)	n°	Posologia	E	T	Scadenze
23.08.22	<input checked="" type="checkbox"/>					NM	
	<input checked="" type="checkbox"/>	BRUFEN DOLORE*OS 12B1				NX	

Per impostare la ripetibilità di un solo pezzo abilitare l'opzione *Concedi un solo pezzo anche se ripetibile*



terapia informazioni aggiuntive

BRUFEN DOLORE*OS 12BUST 40MG

Salva
Annulla


Nota:

Validità

Precedenti...

Concedi un solo pezzo anche se ripetibile

È possibile impostare anche un periodo di validità differente rispetto a quello previsto di default per il farmaco prescritto

A screenshot of a software window titled "Terapia informazioni aggiuntive" with a close button (X) in the top right corner. The window displays the medication name "BRUFEN DOLORE'OS 12BUST 40MG" in red text. To the right of the medication name are two buttons: "Salva" (Save) and "Annulla" (Cancel). Below the medication name is a "Nota:" label followed by a large empty text box. To the right of the text box is a "Precedenti..." link. Below the text box is a "Validità" section with a "Precedenti..." link. A dropdown menu is open, showing the following options: "Non espressa", "1 mese di validità della ricetta", "2 mesi di validità della ricetta", "3 mesi di validità della ricetta", and "4 mesi di validità della ricetta". At the bottom of the window is a checkbox labeled "Concedi un solo pezzo anche se ripetibile".

Terapia informazioni aggiuntive

BRUFEN DOLORE'OS 12BUST 40MG

Salva

Annulla

Nota:

Precedenti...

Validità

Precedenti...

- Non espressa
- 1 mese di validità della ricetta
- 2 mesi di validità della ricetta
- 3 mesi di validità della ricetta
- 4 mesi di validità della ricetta

Concedi un solo pezzo anche se ripetibile

DATI PRODUTTORE

Via Di Collodi, 6/C – 50141 Firenze

COME CONTATTARE MILLENNIUM

Per posta elettronica:

- Assistenza Tecnica: assistenza.millennium@dedalus.eu
- Ufficio Commerciale: commerciale.millennium@dedalus.eu

Per telefono:

- Centralino: 055 45544.1
- Fax: 055 4554.420
- 800 949502 da rete fissa
- 199 110077 da rete mobile