

ADEGUAMENTO PRIVACY

Guida sull'adeguamento di Millennium al nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation)

Ultima revisione 6 aprile 2018



Sommario

CONTROLLO REVOCATI 4	
Cancellazione pazienti5)
Anonimizzazione pazienti6)
PROTEZIONE BACKUP SCHEDULATI CON PASSWORD7	,
UTENTE AMMINISTRATORE: CONSOLLE SICUREZZA)
Come attivare la funzione "disabilita utenti")
UTENTE AMMINISTRATORE: MODIFICA PASSWORD DI DEFAULT.11	
ALLEGATI12)
RRS.LOCAL13)



DATI PRODUTTORE

Via Di Collodi, 6/C – 50141 Firenze

COME CONTATTARE MILLENNIUM

Per posta elettronica:

- Assistenza Tecnica: assistenza.millennium@dedalus.eu
- Ufficio Commerciale: commerciale.millennium@dedalus.eu

Per telefono:

- Centralino: 055 45544.1
- Fax: 055 4554.420
- 800 949502 da rete fissa
- 055 4590530 da rete mobile



CONTROLLO REVOCATI

È stata introdotta una procedura che consente di verificare periodicamente i pazienti revocati e deceduti per effettuarne la cancellazione o l'anonimizzazione.

 È possibile accedere alla consolle del controllo revocati da Milleutilità => Statistiche => controllo revocati

All'interno della maschera è possibile impostare la cadenza temporale con la quale il programma invita il medico ad effettuare il controllo dei revocati:

🖞 Controllo pazienti da anonimizzare o cancellare									
Numero pazienti da esaminare 1 Mostra i selezionati Cancella i pazienti selezionati		<u>ati</u> Richiedi que	sto controllo ogr	ni 🛛 📮 an	mesi	Chiudi			
		Ultimo contr	ollo effettuato ie i pazienti anonir	ri mizzati			Righe N. 1		
Seleziona <u>Tutti Nessuno</u> <u>Cessati da ann</u>	i 10 💌	Nascondi Nascondi	deceduti revocati	THE E GR					
Cognome	Nome Se	sso Data Nascit	a Data Scelta	Decesso	Revoca	Motivo	Cessato da anni		
BARNABEI	BARBARA	F 1930-02-10		2003-10-20	2003-10-20	Decesso	14		

 Trascorso il tempo impostato il medico verrà avvisato nella schermata principale del Millewin con il seguente alert:



Mentre in Milleutilità, comparirà il seguente messaggio:





Cancellazione pazienti

Dalla lista generata con il controllo dei revocati è possibile selezionare i pazienti i cui dati, compresi gli allegati, dovranno essere cancellati.

• Selezionare i pazienti interessati e cliccare sul link *Cancella i pazienti selezionati*:

Controllo pazienti da anonimizzare o cancellare									
Numero pazienti da esaminar	e Anonimizza i pazient	i selezionati	Richiedi quest	o controllo ogr	ni 0 🌻 an	nie 1 🚔	mesi	Chiudi	
	Cancella i pazielli s	elezionali	Ultimo contro	llo effettuato ie	ri		Г	Righe N. 1	
Seleziona I Nascondi i pazienti annimizzati Tutti Nessuno Cessait da anni 10 Image: Cessait da anni									
Cognome	Nome	Sesso	Data Nascita	Data Scelta	Decesso	Revoca	Motivo	Cessato da anni	
BARNABEI	BARBARA		1930-02-10		2003-10-20	2003-10-20	Decesso	14	

• Per ogni paziente verrà richiesta conferma della cancellazione tramite l'inserimento della password SEDLEX:





Anonimizzazione pazienti

L'anonimizzazione dei pazienti permette di conservare i dati dei pazienti per fini statistici rendendo i dati anagrafici anonimi ed eliminando le informazioni che possono far risalire all'identità del paziente.

• Selezionare i pazienti interessati e cliccare sul link Anonimizza i pazienti selezionati:

Controllo pazienti da anonimizzare o cancellare 🔤								
Numero pazienti da esaminare 1 Mostra i selezionat	Anonimizza i pazienti s Cancella i pazienti sele	elezionati zzionati	Richiedi quest	o controllo ogr	ni 0 🌲 an	nie 1 🚔	mesi	Chiudi
			Ultimo control	lo effettuato ie	ri			Rinhe N. 1
			🗹 Nascondi i	pazienti anonir	nizzati			
Seleziona	40 0		📃 Nascondi d	eceduti				
Tutti Nessuno Cessati da an	m IU -		📃 Nascondi re	wocati				
						-		
Cognome	Nome	Sesso	Data Nascita	Data Scelta	Decesso	Revoca	Motivo	Cessato da anni
BARNABEI								
_								

• Per ogni paziente verrà richiesta conferma dell'anonimizzazione tramite l'inserimento della password SEDLEX:



Con questa procedura vengono applicate le seguenti modifiche:

 cognome del paziente viene sostituito da ZZZANONIMO+anno di nascita



- Il nome viene sostituito da Ignoto oppure Ignota (in base al sesso)
- viene cancellato il codice fiscale
- cancellati recapiti telefonici e e-mail
- cancellazione indirizzo
- cancellazione dei genitori presenti in anagrafica
- cancellazione persone di riferimento presenti in anagrafica
- cancellazione dei familiari
- cancellazione dei certificati archiviati
- Vengono cancellati gli allegati e i relativi file presenti nella cartella di destinazione

PROTEZIONE BACKUP SCHEDULATI CON PASSWORD

È possibile proteggere i propri backup schedulati con password:

🐕 Centrale di Cont	trollo					- • •
Configurazione	Manutenzione Ges	tione Archivi	Sincronizzazione Cloud	?		
Im	postazioni Backup				E	<u> </u>
	əəckupGiornalieroDeiDətih	lillewin			Nuovo Cancella Salva Esegui Chiudi	
	Nome Esegue il backup in Sposta il backup	backup Giorr C:\Users\Utent	nalieroDeiDatiMillewin e\Documents\Millewin\Back	upMillewin	····	E
	password ripeti password		l 		<u>-</u>	
	Giorni della settimana C Lunedi Martedi Marcoledi	I Giovedi I Venerdi I Sabato	🔲 Domenica	C 1	Dra di avvio 10:00 🜩	
	Attiva servizi	o invio mail per se	egnalazioni errori durante il B.	ackup (valido per tu	utti i job schedulati) Invia Mail di Test Attiva Funzione	Ţ



Una volta abilitata l'opzione, i backup generati verranno compressi e protetti con la password scelta.

ATTENZIONE!!!

In caso di smarrimento della password non sarà possibile effettuare il ripristino del backup.

Si raccomanda di conservare la password in luogo sicuro. Millennium non può recuperarla in nessun modo.

UTENTE AMMINISTRATORE: CONSOLLE SICUREZZA

In *Milleutilità => Amministratore => Sicurezza* è stata aggiunta una nuova consolle per l'utente Amministratore dove è possibile gestire le nuove funzionalità:

- registrazione indirizzo e-mail di riferimento dell'utente Amministratore
- invio e-mail di avviso al medico in caso di falliti tentativi di accesso al programma con la sua utenza, la mail verrà inviata all'indirizzo inserito nei dati anagrafici del medico
- invio e-mail di avviso all'Amministratore in caso di falliti tentativi di accesso al programma
- disabilitazione automatica utenti a causa di inserimento di password errata, il numero di tentativi consentiti prima di disabilitare l'utente è opzionale
- modifica dei giorni di validità della password del Millewin, la password scade di default ogni 90 giorni
- abilitazione e disabilitazione utenti
- Procedura "sblocco utenti" su un singolo utente, attualmente è possibile fare lo sblocco solo su tutti gli utenti dal menù Amministratore => gestione utenti => sblocco utenti



Come attivare la funzione "disabilita utenti"

 Da Mille Utilità => Amministratore => Sicurezza abilitare l'opzione disabilita l'utente dopo tentativi di accesso falliti maggiori di... e impostare il numero di tentativi desiderati:

Configurazione sicurezza Mail per eventi di Amministratore		OK Annulla
Invia una Mail all'utente per ogni accesso con passwor Invia una Mail all'amministratore per ogni accesso con desbilita Didonte dono tentativi di accesso falifi manoi	d errata password errata	
exsaeura ruterite dopo teritativi di accesso talliti maggi Default giorni di validità delle password (0 illimitate)	era - ·	-
ALFA (utente_demo)	Disabilita	Shlocca
COLLABORATORE COLLABORATO	Disabilita	Shlocce
MARINO RAMONA (ramona_marino)	Disebilite	Shlocce
SOSTITUTO SOSTITUTO (sostituto)	Disabilita	Shlocce
STIMAMIANDREA (andrea_stin	Disabilita	Shlocca

 Se vengono effettuati più di 3 accessi errati (o quanti indicati dall'amministratore nella maschera), agli accessi successivi comparirà il seguente messaggio:





• L'utente può essere sbloccato dall'utente Amministratore accedendo nella maschera di *Configurazione Sicurezza*

Configurazione sicurezza			
ail per eventi di Amministratore		ОК	Annulla
Invia una Mail all'utente ner coni accesso con nassword	derrata		
Invia una Mail all'amministratore per ogni accesso con	password errata	1	
disabilita l'utente dopo tentativi di accesso falliti maggi	ori di 🤰 🌲		
	-		
efault giorni di validità delle password (0 illimitate)	÷		
ALFA (utente_demo)	Disabilita	Shlocca	
COLLABORATORE COLLABORATO	Disabilita	Shlocca	
MARINO RAMONA (ramona_marino)	Disabilita	Shlocca	
SOSTITUTO SOSTITUTO (sostituto)	Disabilita	Shlocca	
	Abilita		
STIMAMI ANDREA (andrea_stin			



UTENTE AMMINISTRATORE: MODIFICA PASSWORD DI DEFAULT

Si consiglia di modificare la password di default dell'utente Amministratore seguendo questi semplici passaggi:

• Aprire Millewin o Milleutilità, nella schermata di *Connessione* alla base dati ciccare su *Cambia password*

置 Connessione all	a base dati <l< th=""><th>POSTGRESQL> -</th><th>MillePS -</th><th></th><th>×</th></l<>	POSTGRESQL> -	MillePS -		×
Identificazione					
Nome utente:	amministi	atore		<u>Lista utenti</u>	
Password:					
Mille U versione 13 © 199 Questa proces Cambia p	tilità 3.39.028 - 7.2018 M Imme è crotett assword	28 Mar 2018 illennium sr o dalle leggi intera Servizio assiste	azionali sul copyrig nza Codici a Esci	iht del software Ittivazione	

• Inserire la password *admin* e cliccare su OK





• Introdurre la password desiderata, ripeterla e cliccare su OK

📆 Cambia password		×
nuova Password ripeti per sicurezza		
	Annulla OK	

ALLEGATI

L'assessement eseguito su Millewin per la valutazione di conformità al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (nel seguito citato come "GDPR"), ha fatto emergere anche l'esigenza di un intervento manutentivo per eliminare l'accessibilità in chiaro agli allegati che il MMG acquisisce in Millewin tramite scanner o da file.

L'obiettivo finale è che tutti gli allegati accessibili da Millewin siano cifrati e non più visibili quando vi si accede da "Esplora risorse".

Saranno rilasciate le seguenti nuove funzionalità:

- Cifratura, su richiesta del MMG, di tutto lo storico degli allegati già gestiti da Millewin.
- Ogni acquisizione di un nuovo allegato subirà una immediata cifratura all'atto dell'acquisizione in Millewin.

In questo modo sarà completa la conformità al GDPR per la gestione degli allegati visibili solo da Millewin.

Non verrà invece cifrato nessun altro file presente sulla postazione del Medico, che non sia accessibile da Millewin.



RRS.LOCAL

Suggeriamo ai Medici che utilizzano RRS.local di dotarsi per la memorizzazione di dispositivi mobili quali:

 Penne USB con codice, che salvaguardano l'accesso ai dati presenti da persone non autorizzate NON in possesso del codice di accesso

oppure

• **Penne USB con fingerprint**, che salvaguarda l'accesso ai dati presenti da persone non autorizzate, a meno del proprietario della stessa,

per trasportare in assoluta sicurezza e proteggere qualsiasi dato personale trattato dal Medico.