

## **SOMMARIO**

<i>INTRODUZIONE SUL SERVIZIO DI INVIO TEST RAPIDI .....</i>	<i>2</i>
<i>COME REGISTRARE IN CARTELLA IL TAMPONE RAPIDO E IL RELATIVO RISULTATO.....</i>	<i>3</i>
<i>COME ESTRARRE ED INVIARE GLI ESITI DEI TEST RAPIDI.....</i>	<i>6</i>
<i>COME VISUALIZZARE IL PDF DEL REFERTO DEL TEST RAPIDO.....</i>	<i>10</i>
<i>.....</i>	<i>10</i>
<i>COME INVIARE AL MEF LA CANCELLAZIONE DI UN TEST RAPIDO ..</i>	<i>10</i>

## INTRODUZIONE SUL SERVIZIO DI INVIO TEST RAPIDI

Con Nota regionale *prot. 0619480 del 28.12.2020* avente oggetto "*registrazione tamponi antigenici rapidi effettuati da MMG/PLS in piattaforma SINFONIA*" la Regione Campania ha attivato il servizio d'invio dell'esito dei tamponi rapidi eseguiti dai Medici.

Da Millewin, il MMG potrà, in maniera agevole ed integrata, registrare ed inviare i tamponi rapidi eseguiti (in ambulatorio o in ambienti offerti alle ASL). Avrà, inoltre, la possibilità di accedere alla lista dei test rapidi in modo da verificare l'esattezza dei dati e eventualmente procedere ad una operazione di cancellazione e inserimento del dato corretto.

Per una corretta estrazione/invio dei dati da Millewin, è indispensabile registrare, nella cartella clinica del paziente, l'esecuzione del tampone rapido utilizzando l'accertamento:

### **TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2.**

Per registrare nella cartella clinica del paziente l'esecuzione del tampone rapido eseguito privatamente dal paziente presso strutture esterne e che quindi NON deve essere inviato al Sistemts è stato introdotto il seguente accertamento

### **TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2 ESEGUITO DA ALTRO OPERATORE -NON INVIABILE A SISTEMATS**


Il nuovo servizio di estrazione/invio esito dei tamponi rapidi è disponibile da:

*Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19.*

### COME REGISTRARE IN CARTELLA IL TAMPONE RAPIDO E IL RELATIVO RISULTATO

Di seguito riportiamo la corretta procedura di inserimento in cartella clinica dei tamponi rapidi eseguiti dai MMG.

- Accedere alla tabella accertamenti e ricercare l'accertamento:  
**TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2**



tipo	Descrizione	prezzo
TST	TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2	In Office
00	Adenovirus da tampone oculare	63,52
00	HPV - Tampone Faringeo	63,52

- Cliccare su *Compila* per indicare il relativo risultato del test e le informazioni aggiuntive:
  - Luogo: in Studio, Fuori Studio, A Domicilio
  - Ora effettuazione del tampone antigenico
  - Data esecuzione del tampone antigenico
  - Ora esito del tampone antigenico
  - Tipologia test

## Servizio Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19

TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2

Luogo  
In Studio  
Fuori Studio  
A Domicilio

ora del tampone 15:21 esito 06/05/2021 15:21

tampone

Altro  
Abbott Rapid Diagnostics - Panbio COVID-19 Ag Test  
AMEDA Labordiagnostik GmbH - AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag  
Becton Dickinson - Veritor System Rapid Detection of SARS-CoV-2  
Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd - SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit  
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd - Wantai SARS-CoV-2 Ag Rapid Te  
Bionote, Inc - NowCheck COVID-19 Ag Test  
BIOSYNEX SWISS SA - BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS  
CerTest Biotec, S.L. - CerTest SARS-CoV-2 Card test  
GenBody, Inc - Genbody COVID-19 Ag Test  
Guangdong Wesail Biotech Co., Ltd - COVID-19 Ag Test Kit  
Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd - Covid-19 Antigen Rapid Test Kit  
Healgen Scientific Limited Liability Company - Coronavirus Ag Rapid Test Cassette  
Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd - COVID-19 Rapid Antigen Test (Colloidal Gold)  
LumiraDX UK Ltd - LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test

OK  
Annulla  
Allegati

Indicare:

- ✓ *Normale* nel caso in cui il risultato è *Negativo*
- ✓ *Patologico* nel caso in cui il risultato è *Positivo*

TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2

Luogo  
In Studio  
Fuori Studio  
A Domicilio

ora del tampone 15:21 esito 06/05/2021 15:21

tampone  
Abbott Rapid Diagnostics - Panbio COVID-19 Ag Test

non valutato  
non valutato  
Normale  
Patologico

info Richiesto il In Office Data esecuzione 06.05.2021 Allegati


Referto  
 Attiva suggerimenti per nuovo problema Stampa [Planificazione prossime scadenze](#)




## COME ESTRARRE ED INVIARE GLI ESITI DEI TEST RAPIDI

Di seguito riportiamo la procedura per estrarre ed inviare i tamponi rapidi registrati in cartella.

- Cliccare su *SistemaTS* -> *Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19*.




Verrà mostrato il seguente avviso:



- Cliccando su Ok, verrà visualizzata la seguente schermata dove il medico potrà impostare un arco temporale per l'estrazione dei dati e potrà scegliere se effettuare l'estrazione per un singolo assistito oppure sull'intero archivio

## Servizio Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19



Invio Test Rapidi per Emergenza COVID-19

Medico: [PROVA DEMAT](#)  
Az. San.: [150201](#)

Filtro: Paziente  Tutti  Singolo Assistito

Dal: 01/01/21 Al: 17/01/21

Estrai

Data	Cognome Nome	Codice Fiscale	Telefono	Esito	Stato	Protocollo MEF	Prot. Sinfonia	Referto	Da Inviare	Errore
------	--------------	----------------	----------	-------	-------	----------------	----------------	---------	------------	--------

Visualizza dati presenti sul server MEF

Stampa Invia

- Inserito il periodo di interesse, fare clic su *Estrai*



Invio Test Rapidi per Emergenza COVID-19

Medico: [PROVA DEMAT](#)  
Az. San.: [150201](#)

Filtro: Paziente  Tutti  Singolo Assistito


Dal: 01/01/21 Al: 17/01/21

Estrai

Data	Cognome Nome	Codice Fiscale	Telefono	Esito	Stato	Protocollo MEF	Prot. Sinfonia	Referto	Da Inviare	Errore
------	--------------	----------------	----------	-------	-------	----------------	----------------	---------	------------	--------

- Verrà visualizzato il test rapido o l'eventuale elenco dei test rapidi eseguiti e registrati in Millewin.  
Lo "stato" verrà posto automaticamente in *Da\_inviare* e di default verrà attivato il flag in corrispondenza alla casella *Da inviare*.


## Servizio Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19



Data	Cognome Nome	Codice Fiscale	Telefono	Esito	Stato	Protocollo MEF	Prot. Sinfonia	Referto	Da Inviare
2021/01/17	PROVA TAMPONIA	BLLSFN62E47F839Y		NEGATIVO	Da_inviare				<input type="checkbox"/>

Fare clic su *Invia* per procedere con l'invio dei dati

- In caso in cui l'invio non vada a buon fine, il server restituirà dei codici di errore che verranno mostrati al MMG sotto forma di opportuni messaggi indicanti l'errore riscontrato, al fine di consentire la correzione dei dati del tampone registrato. Invece, l'esito dell'invio dei dati avvenuto con successo verrà visualizzato a video con il seguente messaggio:




Cliccando su *Ok*, il servizio ritornerà:

- ✓ il codice identificativo univoco della protocollazione, che verrà riportato automaticamente nella colonna *Protocollo MEF*
- ✓ il codice identificativo univoco della protocollazione, che verrà riportato automaticamente nella colonna *Protocollo Sinfonia*

## Servizio Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19

- ✓ il pdf del referto, che verrà associato in automatico all'accertamento in office e quindi salvato anche tra gli allegati della cartella del paziente.



Data	Cognome Nome	Codice Fiscale	Telefono	Esito	Stato	Protocollo MEF	Print. Sinfonia	Referto	Da Inviare
2021/01/17	PBIQVA, DEMAT	BLLSPN62E47F629Y		NEGATIVO	Inviato	8924101.17002045819	TA.0000000234		<input type="checkbox"/>

Lo stato relativo al test inviato diventerà automaticamente *Inviato*.

## Servizio Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19


### COME VISUALIZZARE IL PDF DEL REFERTO DEL TEST RAPIDO

Per visualizzare il referto ricevuto dal server regionale relativo ai dati del tampone rapido inviato:

- Posizionarsi sull'accertamento inserito
- Fare clic sul campo risultato evidenziato di seguito

Accertamenti	Pressione	Certificati	Esenz.		Intolleranze	%Altoati
11.05.21	<input type="checkbox"/>	✓		<b>TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-CO</b>	Studio	2-AMEDA Labordiagnos
				Risultato	≠ O	N
						E. Tipo S
						TST N

Cliccare su




### COME INVIARE AL MEF LA CANCELLAZIONE DI UN TEST RAPIDO

Di seguito riportiamo la procedura per inviare la cancellazione sul server regionale dei dati relativi ad un test rapido.

- Eseguire la cancellazione del tampone rapido in cartella
- Effettuata la cancellazione in cartella cliccare su: *SistemsTS* -> *Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19*.


Verrà mostrato il seguente avviso:



## Servizio Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19

- Cliccando su Ok, verrà visualizzata la schermata dove il medico potrà impostare un arco temporale per l'estrazione dei dati e potrà scegliere se effettuare l'estrazione per un singolo assistito oppure sull'intero archivio
- Inserito il periodo di interesse e fare clic su *Estrai*
- Verrà visualizzato il test rapido da eliminare e gli eventuali altri test registrati da inviare.


In corrispondenza del test rapido eliminato in cartella, Lo “stato” verrà posto automaticamente in *Da eliminare* e di default verrà attivato il flag in corrispondenza alla casella *Da inviare*.



Data	Cognome Nome	Codice Fiscale	Telefono	Esito	Stato	Protocollo MEF	Prst. Sanitaria	Referto	Da Inviare	Errore
	PBOVA DEMAT	BLLSPN62E47939Y		NEGATIVO	Da Eliminare	66210113000245819			<input checked="" type="checkbox"/>	

Fare clic su *Invia* per procedere con l'invio dei dati

- Se l'invio della cancellazione va a buon fine, il MMG verrà avvisato con un messaggio e lo stato varierà automaticamente in *Eliminato*. Eseguendo nuovamente l'estrazione dei dati, il test rapido di cui si è inviata la cancellazione non verrà più mostrato. Se invece l'invio non va a buon fine, il MMG verrà avvisato con un messaggio a video:



## Servizio Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19



The screenshot shows a web application window titled "Invio Test Rapidi per Emergenza COVID-19". It features a header with a "Medico" field containing "PESOVA, DEMAT" and "Ar. San." containing "180001". To the right, there are filters for "Paziente" (Tutti, Singolo-Assistito) and "Data" (17/01/21 to 17/01/21). An "Esitri" button is visible on the right side. Below the header is a table with the following data:

Data	Cognome Nome	Codice Fiscale	Telefono	Esito	Stato	Protocollo MEF	Prot. Sintoma	Referto	Da Inviare	Errore
	PESOVA, TAMPORE	BLLSPNZZL47R839F		NEGATIVO	Da Eliminare	00210110000100001			<input checked="" type="checkbox"/>	76 Non e' possibile cancellare il Test in quanto non inserito in data odierna

### ATTENZIONE

L'invio della cancellazione di un test rapido deve essere effettuato nella stessa giornata in cui si è inviato, altrimenti il server MEF non consentirà la cancellazione e restituirà il seguente errore:

Errore

76 Non e' possibile cancellare il Test in quanto non inserito in data odierna