

SOMMARIO

INTRODUZIONE SUL SERVIZIO DI INVIO TEST RAPIDI.....	2
COME REGISTRARE IN CARTELLA IL TAMPONE RAPIDO E IL RELATIVO RISULTATO	3
COME ESTRARRE ED INVIARE GLI ESITI DEI TEST RAPIDI.....	5
COME VISUALIZZARE IL PDF DEL REFERTO DEL TEST RAPIDO	9
.....	9
COME INVIARE LA CANCELLAZIONE DI UN TEST RAPIDO.....	9

INTRODUZIONE SUL SERVIZIO DI INVIO TEST RAPIDI

Con Nota regionale *prot. 0619480 del 28.12.2020* avente oggetto "*registrazione tamponi antigenici rapidi effettuati da MMG/PLS in piattaforma SINFONIA*" la Regione Campania ha attivato il servizio d'invio dell'esito dei tamponi rapidi eseguiti dai Medici.

Da Millewin, il MMG potrà, in maniera agevole ed integrata, registrare ed inviare i tamponi rapidi eseguiti (in ambulatorio o in ambienti offerti alle ASL). Avrà, inoltre, la possibilità di accedere alla lista dei test rapidi in modo da verificare l'esattezza dei dati e eventualmente procedere ad una operazione di cancellazione e inserimento del dato corretto.

Per una corretta estrazione/invio dei dati da Millewin, è indispensabile registrare, nella cartella clinica del paziente, l'esecuzione del tampone rapido utilizzando l'accertamento:

TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2.

Per registrare nella cartella clinica del paziente l'esecuzione del tampone rapido eseguito privatamente dal paziente presso strutture esterne e che quindi NON deve essere inviato al Sistemts è stato introdotto il seguente accertamento

TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2 ESEGUITO DA ALTRO OPERATORE -NON INVIABILE A SISTEMATS


Il nuovo servizio di estrazione/invio esito dei tamponi rapidi è disponibile da:

Scambio dati -> Integrazione Lazio -> Strumenti -> Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19.

COME REGISTRARE IN CARTELLA IL TAMPONE RAPIDO E IL RELATIVO RISULTATO


Di seguito riportiamo la corretta procedura di inserimento in cartella clinica dei tamponi rapidi eseguiti dai MMG.

- Accedere alla tabella accertamenti e ricercare l'accertamento:
TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2



tipo	Descrizione	prezzo
TST	TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2	In Office
00	Adenovirus da tampone oculare	63,52
00	HPV - Tampone Faringeo	63,52

- Cliccare su *Compila* per indicare il luogo in cui è stato eseguito e il relativo risultato del test
- Indicare:
 - ✓ *Normale* nel caso in cui il risultato è *Negativo*
 - ✓ *Patologico* nel caso in cui il risultato è *Positivo*
- Registrato l'esito del test, cliccare su *Ok*.
- Verrà mostrato un Alert che ricorda che è possibile inviare il **TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2**



Attenzione!

ATTENZIONE: si ricorda che è possibile inviare le registrazioni degli esiti dell'esame eseguito, al progetto SistemaTS, dal menù SistemaTS --> 'Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19

OK

Servizio Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19


L'esecuzione del tampone rapido con le informazioni relative al luogo e al risultato verranno visualizzati nel folder *Accertamenti* della cartella del paziente.

Accertamenti		Pressione	Certificati	Esenz.	Intolleranze	Allegati
	Accertamenti	Risultato	O	N	E	Tipo S
16.12.20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAMPONE RAPIDO ANTI	Studio	<input checked="" type="checkbox"/>		TST N


COME ESTRARRE ED INVIARE GLI ESITI DEI TEST RAPIDI

Di seguito riportiamo la procedura per estrarre ed inviare i tamponi rapidi registrati in cartella.

- Cliccare su *SistemaTS* -> *Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19*.




Verrà mostrato il seguente avviso:



- Cliccando su Ok, verrà visualizzata la seguente schermata dove il medico potrà impostare un arco temporale per l'estrazione dei dati e potrà scegliere se effettuare l'estrazione per un singolo assistito oppure sull'intero archivio

Servizio Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19



Medico [PROVA DEMAT](#)
Az. San. [150201](#)

Filtri
Paziente Tutti Singolo Assistito


Dal 01/01/21 Al 17/01/21

Data	Cognome Nome	Codice Fiscale	Telefono	Esito	Stato	Protocollo MEF	Prot. Sinfonia	Referto	Da Inviare	Errore
------	--------------	----------------	----------	-------	-------	----------------	----------------	---------	------------	--------

Visualizza dati presenti sul server MEF

Stampa Invia

- Inserito il periodo di interesse, fare clic su *Estrai*



Medico [PROVA DEMAT](#)
Az. San. [150201](#)

Filtri
Paziente Tutti Singolo Assistito


Dal 01/01/21 Al 17/01/21

Estrai

Data	Cognome Nome	Codice Fiscale	Telefono	Esito	Stato	Protocollo MEF	Prot. Sinfonia	Referto	Da Inviare	Errore
------	--------------	----------------	----------	-------	-------	----------------	----------------	---------	------------	--------

- Verrà visualizzato il test rapido o l'eventuale elenco dei test rapidi eseguiti e registrati in Millewin.
Lo "stato" verrà posto automaticamente in *Da_inviare* e di default verrà attivato il flag in corrispondenza alla casella *Da inviare*.


Servizio Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19



Data	Cognome Nome	Codice Fiscale	Telefono	Esito	Stato	Protocollo MEF	Prot. Sinfonia	Referto	Da Inviare
2021/01/17	PROVA TAMPONIA	BLLSFN62E47F839Y		NEGATIVO	Da_inviare				Da_inviare

Fare clic su *Invia* per procedere con l'invio dei dati

- In caso in cui l'invio non vada a buon fine, il server restituirà dei codici di errore che verranno mostrati al MMG sotto forma di opportuni messaggi indicanti l'errore riscontrato, al fine di consentire la correzione dei dati del tampone registrato. Invece, l'esito dell'invio dei dati avvenuto con successo verrà visualizzato a video con il seguente messaggio:




Cliccando su *Ok*, il servizio ritornerà:

- ✓ il codice identificativo univoco della protocollazione, che verrà riportato automaticamente nella colonna *Protocollo MEF*
- ✓ il codice identificativo univoco della protocollazione, che verrà riportato automaticamente nella colonna *Protocollo Sinfonia*

Servizio Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19

- ✓ il pdf del referto, che verrà associato in automatico all'accertamento in office e quindi salvato anche tra gli allegati della cartella del paziente.



Data	Cognome Nome	Codice Fiscale	Telefono	Esito	Stato	Protocollo MEF	Prot. Sinfonia	Referto	Da Inviare
2021/01/17	PROVA TAMPCONIA	BLLSPH6ZE47F339Y		NEGATIVO	Inviato	59240113000245819	TA-00000000224		<input type="checkbox"/>

Lo stato relativo al test inviato diventerà automaticamente *Inviato*.

Servizio Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19

COME VISUALIZZARE IL PDF DEL REFERTO DEL TEST RAPIDO

Per visualizzare il referto ricevuto dal server regionale relativo ai dati del tampone rapido inviato:

- Posizionarsi sull'accertamento inserito
- Fare clic sul campo risultato evidenziato di seguito

Accertamenti	Pressione	Certificati	Esenz.	Intolleranze	Allegati
17.12.20	✓				
	✓	TAMPONE RAPIDO ANT	Studio		TST N


- Cliccare su 

COME INVIARE AL MEF LA CANCELLAZIONE DI UN TEST RAPIDO

Di seguito riportiamo la procedura per inviare la cancellazione sul server regionale dei dati relativi ad un test rapido.

- Eseguire la cancellazione del tampone rapido in cartella
- Effettuata la cancellazione in cartella cliccare su: *SistemsTS* -> *Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19*.


Verrà mostrato il seguente avviso:



Servizio Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19

- Cliccando su Ok, verrà visualizzata la schermata dove il medico potrà impostare un arco temporale per l'estrazione dei dati e potrà scegliere se effettuare l'estrazione per un singolo assistito oppure sull'intero archivio
- Inserito il periodo di interesse e fare clic su *Estrai*
- Verrà visualizzato il test rapido da eliminare e gli eventuali altri test registrati da inviare.


In corrispondenza del test rapido eliminato in cartella, Lo “stato” verrà posto automaticamente in *Da eliminare* e di default verrà attivato il flag in corrispondenza alla casella *Da inviare*.



Data	Cognome Nome	Codice Fiscale	Telefono	Esito	Stato	Protocollo MEF	Prot. Sanitaria	Referto	Da Inviare	Errore
	ESITO	NEGATIVO			Da Eliminare	66210113000245819			<input checked="" type="checkbox"/>	

Fare clic su *Invia* per procedere con l'invio dei dati

- Se l'invio della cancellazione va a buon fine, il MMG verrà avvisato con un messaggio e lo stato varierà automaticamente in *Eliminato*. Eseguendo nuovamente l'estrazione dei dati, il test rapido di cui si è inviata la cancellazione non verrà più mostrato. Se invece l'invio non va a buon fine, il MMG verrà avvisato con un messaggio a video:



Servizio Invio Test Rapidi per emergenza COVID-19



Data	Cognome Nome	Codice Fiscale	Telefono	Esito	Stato	Protocollo MEF	Prot. Sifonia	Puleto	Da Inviare	Errore
	ESQUALDEMAT	BLLSPNZE47899F		NEGATIVO	Da Eliminare	0021011000010001			<input checked="" type="checkbox"/>	76 Non e' possibile cancellare il Test in quanto non inserito in data odierna

Il codice e la descrizione dell'errore saranno visibili nella colonna *Errore*

ATTENZIONE

L'invio della cancellazione di un test rapido deve essere effettuato nella stessa giornata in cui si è inviato, altrimenti il server MEF non consentirà la cancellazione e restituirà il seguente errore:

Errore
76 Non e' possibile cancellare il Test in quanto non inserito in data odierna